

歩行補助車

friend ^{plus}
フレンドプラス



ご使用になる前に必ずお読みください。
フレンドの説明書と併用してご利用ください。
また取扱説明書は必ず大切に保管をしてください。

目 次


- 警告・注意 3
- 仕様表 4
- friend plus を使用しての段差の越え方 5~6
- friend plus 前輪フォーク付け替え方法 7~9
- friend 前輪フォークへの付け替え方法 10~11

警告！

- ・認知症の方は使用しないで下さい。
- ・製品機能を十分理解できる方のみご使用下さい。
- ・製品の改造はお控え下さい。
- ・5cm以上の高さがある段差での使用はできません。
- ・前輪の角度によっては不安定な状態になる場合があります、転倒転落へ繋がる可能性があります。
- ・必要以上に傾けると転倒転落の可能性があります。
- ・前輪フォークを必要以上に強い力でぶつけたり衝撃を与えると破損の可能性に繋がります。
- ・前輪が正常な位置でないと転倒転落等への可能性があります。
- ・連続した短い段差などの場合、機能を理解し操作出来る方でないと転倒転落の可能性あります。
- ・急な坂道での使用はお控え下さい。
- ・悪路での使用はお控え下さい。


注意！

- ・転倒防止ストッパーよりも高い段差での使用はできません。
転倒防止ストッパーよりも低い段差でご利用下さい。



転倒防止ストッパー

- ・ぬかるんだ地面、芝、悪路での使用はお控え下さい。



フレンドを安全に利用していただく為のお願い

- ・ブレーキが正常に機能しているか確認して下さい。
- ・前輪が正常に前後スライドするか確認して下さい。
- ・各部ビス・ナット等の緩みが無いか必ずチェックして下さい。
- ・取扱説明書の内容が十分に理解でき、製品の機能を操作できる方がご使用下さい。

◆ friend plus (WFP-1)

品番	タイプ名	寸法	本体カラー	重量
WFP-1	標準	全幅510×奥行645×全高760~960mm	グレーメタリック・オレンジ	8.8kg

■ 折りたたみ時のサイズ


品番	寸法
WFP-1	全幅510×奥行470×全高780~980mm

材質：アルミ・ステンレス
前輪サイズ：8インチ(直径200mm)
後輪サイズ：7インチ(直径178mm)
クッション類：ウレタン
耐荷重：100kg




friend plus を使用しての段差の越え方


① 前輪が段差に当たるまで前進します。



② 前輪が段差に当たった状態でさらに前進すると、前輪フォークが前方にスライドします。



- ③ 前輪が後方にスライド後にブレーキを掛けそのままハンドルを後ろに引き本体を傾けます。
この時前輪が前方にスライドし段差を乗り越えます。





- ④ ブレーキを解除し前進します。





friend plus 前輪フォーク付け替え方法

- ① 本体を逆さまにし、前輪を取り付けているボルトを外します。(4mm・5mm六角レンチ使用)




- ② 前輪フォーク内部のボルト (19 mm) を外します。




③ 前輪フォークが取り付けられていた本体のネジ穴にネジロックを多めに付けます。

(※ネジロックは高強度をご使用ください。低強度はボルトが緩む恐れがありますので使用はお控えください。)





高強度のネジロックをご使用ください。

④ friend plus 前輪フォークの前輪を後ろにスライドさせフォーク内のボルトに 19 mm の十字レンチ等をセットします。





レンチをセット

- ⑤ 各部品がズレない様手で支えながら friend plus 前輪フォークを本体に取り付けます。
しっかりと締め付けます。



- ⑥ 最後に前輪の前後スライドとフォークの回転チェックを行ってください。
(異常が確認された場合は弊社までお問い合わせください。)




friend plus 前輪フォークから friend 前輪フォークへの 付け替え方法

friend plus の前輪フォーク各部品を取り外し friend 前輪
フォーク各部品を本体に取り付けてください。

(図をご参照ください)


〔前輪フォーク組み立て図〕



(※ボルト部分には必ずネジロックを着けてください。
低強度のネジロックは使用しないでください。)

前輪フォークを本体に取り付け後、前輪をフォークに取り付けてください。

〔前輪組み立て図〕



(※ボルト部分には必ずネジロックを着けてください。
低強度のネジロックは使用しないでください。)

